


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tgfb1 (Tgf Beta Indotto) Per Wb, Elisa - Q15582

Numero articolo: CM0004300



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al TGFBI umano (TGF beta indotto) per WB ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Fondamentale per la ricerca sull'adesione cellulare e sulla distrofia corneale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TGF beta indotto (TGFBI) Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta indotto (TGFBI)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7045
ID Gene	7045
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 550-650 del TGF beta indotto umano (TGFBI) (NP_000349.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15582
Peso proteico	75 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio