


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tgfb1 (Tgf Beta Induced) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Numero articolo: CM0004943



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TGFBI di alta qualità validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva TGFBI umano, di topo e di ratto. Ideale per ricerche su adesione cellulare, distrofia corneale e matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TGF beta induced (TGFBI) Rabbit mAb
Note / Alias	CSD, CDB1, CDG2, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1, BIGH3, CDGG1, TGF beta induced (TGFBI)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7045
ID gene	7045
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15582
Peso proteico	75 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio