

Anticorpo Policlonale Anti-Tgif1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15583

Numero articolo: CM0019902



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TGIF1 umano (SWISS: Q15583). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Utile per studi sulla regolazione trascrizionale e lo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TGIF1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HPE4; TGIF; TGIF1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7050
GeneID	7050
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-340 di TGIF1 umano (NP_733796.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15583
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio