


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tgm1 Per Wb, Elisa - P22735

Numero articolo: CM0018521



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TGM1 umano (transglutaminasi-1) per WB ed ELISA. Rileva TGM1 umano, murino e di ratto. Adatto per studi sulla cornificazione dell'epidermide, la reticolazione delle proteine e la funzione della barriera cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TGM1 pAb di coniglio
Note/Alias	LI; KTG; LI1; TGK; ICR2; ARC11; TGASE; TGM1
Specie	Umano
ID del gene	7051
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-280 di TGM1 umano (NP_000350.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P22735
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante