

Anticorpo Policlonale Anti-Tgm3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q08188

Numero articolo: CM0026877



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TGM3 umano (Transglutaminasi 3). Adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva la proteina TGM3 endogena (~77 kDa). Reagisce in modo crociato con TGM3 umano e murino. Ideale per studi sulla cornificazione e la biologia della pelle.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TGM3 Rabbit pAb
Note/Alias	TGE; UHS2; TGM3
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	7053
ID Gene	7053
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di TGM3 umano (NP_003236.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Murina
SWISS	Q08188
Peso Proteico	77 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio