

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tgm3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q08188

Numero articolo: CM0021739



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TGM3 umano (Transglutaminasi 3). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per studi sulla differenziazione dei cheratinociti, formazione dell'involucro corneificato e indurimento del follicolo pilifero.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio TGM3
Note/Alias	TGM3; TGE; UHS2; transglutaminasi 3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7053
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 291-480 di TGM3 umano (NP_003236.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q08188
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio