

Anticorpo Policlonale Anti-Tgm5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43548

Numero articolo: CM0026722

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità contro TGM5 umano (Transglutaminasi 5), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per ricerche sulla reticolazione e sull'involucro corificato in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TGM5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TGX; PSS2; TGM6; TGMX; TG(X); TGASE5; TGASEX; TGM5
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9333
GenelD	9333
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 461-720 di TGM5 umano (NP_963925.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43548
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio