


Anticorpo Monoclonale Anti-Tgn46/Tgoln2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Numero articolo: CM0003870



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TGN46 (TGOLN2) umano, adatto per WB, IHC-P e ELISA. Utile per lo studio del traffico di membrane nella rete trans-Golgi e dei marcatori di organelli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TGN46/TGOLN2 Rabbit mAb
Note/Alias	TGN38; TGN46; TGN48; TGN51; TTN2; hTGN46; hTGN48; hTGN51; TGN46/TGOLN2
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	10618
ID genico	10618
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TGN46/TGOLN2 umano (O43493)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O43493
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio