

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tgs1 Per Wb E Elisa - Q96Rs0

Numero articolo: CM0030502



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-TGS1 validato per Western blot e ELISA. Reagisce con TGS1 umano e murino, una trimetilguanosina sintasi coinvolta nell'ipermetilazione del cap degli snRNA e nella formazione dei corpi di Cajal.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TGS1 Rabbit pAb
Note/Alias	PIMT; PIPMT; NCOA6IP; TGS1
Specie	Umano
GeneID (umano)	96764
GeneID	96764
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 714-853 di TGS1 umana (NP_079107.6)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96RS0
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio