

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Thada Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Yhu6

Numero articolo: CM0025306



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per THADA umana (proteina associata all'adenoma tiroideo, GITA/ARMC13). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con specie umana e mouse. Ideale per lo studio della 2'-O-metilazione dei tRNA e della biologia dell'adenoma tiroideo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	THADA Rabbit pAb
Note/Altri nomi	GITA; ARMC13; Trm732; THADA
Specie	Umana
ID gene (Umano)	63892
ID gene	63892
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1684-1953 di THADA umana (NP_071348.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse
SWISS	Q6YHU6
Peso proteico	220 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio