


Anti-Thap2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9H0W7

Numero articolo: CM0030449



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro THAP2 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. THAP2 è una proteina di legame al DNA a dito di zinco con ruoti nella regolazione trascrizionale. Ideale per la ricerca sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	THAP2 Coniglio pAb
Note/Alias	THAP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83591
GeneID	83591
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 83-228 di THAP2 umano (NP_113623.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H0W7
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio