

Anticorpo Policlonale Anti-Thbs1 Per Ihc-P, Elisa - P07996

Numero articolo: CM0022722



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-THBS1 validato per IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Targetizza la trombospodina-1 da 129 kDa, una glicoproteina adesiva multifunzionale coinvolta nell'angiogenesi e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	THBS1 Rabbit pAb
Note/alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7057
GeneID	7057
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della THBS1 umana (NP_003237.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P07996
Peso della proteina	129 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante