

Anticorpo Policlonale Anti-Thbs1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07996

Numero articolo: CM0020535



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Trombospondina-1 (THBS1) validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. L'immunogeno ricombinante corrisponde agli amminoacidi 19-352 della THBS1 umana. Ideale per studi sull'angiogenesi, l'infiammazione e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	THBS1 Rabbit pAb
Note/Alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7057
GeneID	7057
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-352 della THBS1 umana (NP_003237.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07996
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio