

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Thbs1 Per Wb - P07996

Numero articolo: CM0010494



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-THBS1 di alta qualità validato per WB, IP, IHC-P ed ELISA. Rileva THBS1 (UniProt P07996) umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca su infiammazione, angiogenesi e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	THBS1 Rabbit mAb
Note/Alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7057
GeneID	7057
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 19-34 di THBS1 umano (NP_003237.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07996
Peso proteico	129 kDa/120 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio