

Anticorpo Policlonale Anti-Thbs2 Per Wb, Elisa - P35442

Numero articolo: CM0030377



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro THBS2 umano (Trombospondina-2). Adatto per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Per studi di adesione cellulare e anti-angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	THBS2 Rabbit pAb
Osservazioni / Alias	TSP2, THBS2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7058
ID Gene	7058
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-280 di THBS2 umano (NP_003238.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P35442
Peso Proteico	130 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio