

Anticorpo Policlonale Anti-Themis2 Per Wb, Elisa - Q5Tej8

Numero articolo: CM0013995

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-THEMIS2 validato per WB ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta infiammatoria dei macrofagi e sull'attivazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	THEMIS2 pAb di coniglio
Note/Alias	ICB1; ICB-1; C1orf38; THEMIS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	9473
GeneID	9473
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di THEMIS2 umano (NP_004839.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q5TEJ8
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante