


Anticorpo Monoclonale Anti-Thioredoxin 1 (Trx1/Txn) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10599

Numero articolo: CM0011640



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) umana, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Coinvolto nella regolazione redox, nell'apoptosi e nel controllo trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7295
GeneID	7295
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 26-105 della Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) umana (P10599).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10599
Peso Proteico	12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio