


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Tiorredossina 1 (Trx1/Txn) - P10599

Numero articolo: CM0028863



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la Tiorredossina 1 (Trx1/TXN) umana. Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA; presenta reazione crociata con il topo. Adatto per studi sulla segnalazione redox e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Tiorredossina 1 (Trx1/TXN) pAb di coniglio
Note/Alias	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7295
GeneID	7295
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P10599
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio