

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tioredoossina Reduttasi 2 (Txnrd2) Per Wb, Elisa - Q9Nnw7

Numero articolo: CM0008079

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che mira la tioredossina reduttasi 2 (TXNRD2) umana per WB e ELISA. Rileva la TXNRD2 endogena in tessuti di uomo, topo e ratto; fondamentale per la ricerca sul redox mitocondriale. SWISS: Q9NNW7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Tioredoossina reduttasi 2 (TXNRD2) Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	TR; TR3; SELZ; GCCD5; TRXR2; TR-BETA; Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2)
Specie	Umana
GeneID (umano)	10587
GeneID	10587
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NNW7
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio