

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Thioredoxin Reductase 2 (Txnrd2) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnw7

Numero articolo: CM0029125

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio basato su proteina ricombinante, specifico per la Thioredoxin Reductase 2 (TXNRD2) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con proteine umane e di topo. Adatto per studi sull'omeostasi redox mitocondriale e sulle specie reattive dell'ossigeno (ROS).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Thioredoxin Reductase 2 (TXNRD2)
Note/Alias	TR, TR3, SELZ, GCCD5, TRXR2, TR-BETA, Thioredoxin Reductase 2 (TXNRD2)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10587
GeneID	10587
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-310 della Thioredoxin Reductase 2 (TXNRD2) umana (NP_006431.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NNW7
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio