

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tiosolfato Sulfurtransferasi (Tst) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16762

Numero articolo: CM0017286



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la TST umana (tio solfato sulfurtransferasi/rodanese), adatto per WB, IHC-P, IP e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla detossificazione da cianuro e sull'importazione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TST Rabbit pAb
Annotazioni/alias	RDS, TST
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7263
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-297 della TST umana (NP_003303.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16762
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio