

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Thnsl1 Per Wb E Elisa - Q8lyq7

Numero articolo: CM0021843

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio THNSL1 validato per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto. Utile per la ricerca sulla treonina sintasi simile 1 negli studi di acetilazione e proteomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	THNSL1 Rabbit pAb
Note / Alias	TSH1; THNSL1
Specie	Umano
GeneID	79896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 534-743 della THNSL1 umana (NP_079114.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8LYQ7
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio