


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Thoc2 Per Wb E Elisa - Q8Ni27

Numero articolo: CM0023460



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-THOC2 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo e topo. Adatto per la ricerca sull'esportazione di mRNA e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	THOC2 Rabbit pAb
Note/Alias	THO2, MRX12, MRX35, CXorf3, XLID12, hTREX120, dj506G2.1, THOC2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57187
GeneID	57187
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di THOC2 umano (NP_001075019.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8Ni27
Peso proteico	183kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio