


Anticorpo Policlonale Anti-Thoc3 Per Wb, Elisa - Q96J01

Numero articolo: CM0013572



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro THOC3, un componente del complesso TREX coinvolto nell'esportazione dell'mRNA. Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per studiare l'elaborazione dell'mRNA e i meccanismi di esportazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	THOC3 Rabbit pAb
Note/Alias	THO3; hTREX45; THOC3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84321
GeneID	84321
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q96J01
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio