


Anticorpo Policlonale Anti-Thoc6 Per Wb - Q86W42

Numero articolo: CM0019183



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia THOC6 umano (WDR58/fSAP35) per Western blot e ELISA. Validato su campioni umani e murini. Adatto per la ricerca sul processamento dell'mRNA e l'esportazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	THOC6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	WDR58, fSAP35, MMRFCGU, THOC6
Specie	Umana
ID gene	79228
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 del THOC6 umano (NP_077315.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q86W42
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Ghiaccio