


Anticorpo Policlonale Anti-Thoc7 Per Wb, Elisa - Q6I9Y2

Numero articolo: CM0017650



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro THOC7, adatto per Western blot e ELISA. Convalidato in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'esportazione di mRNA e della funzione del complesso TREX.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	THOC7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	fSAP24; hTREX30; NIF3L1BP1; THOC7
Specie	Uomo
ID Gene	80145
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6I9Y2
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio