


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Thop1 Per Wb, Elisa - P52888

Numero articolo: CM0030867



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro THOP1 umano, convalidato per WB ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto; rileva la oligopeptidasi timetica da 79kDa coinvolta nel metabolismo dei neuropeptidi e nella degradazione dell'amiloide-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	THOP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TOP; MP78; EP24.15; MEPD_HUMAN; THOP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7064
ID Gene	7064
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 di THOP1 umano (NP_003240.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52888
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio