


Anticorpo Policlonale Anti-Thpo Per Wb, Elisa - P40225

Numero articolo: CM0019673



introduzione

Il pAb di coniglio anti-THPO è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, che riconosce il THPO umano, murino e di ratto. Rileva una proteina di circa 38 kDa; ideale per lo studio della trombopoiesi, della regolazione piastrinica e dello sviluppo dei megacariociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-THPO
Note/Alias	ML; TPO; MGDF; MKCSF; MPLLG; THCYT1; THPO
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7066
GeneID	7066
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-349 del THPO umano (NP_001171068.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P40225
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio