

Anticorpo Policlonale Anti-Thra Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10827

Numero articolo: CM0030230



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro THRA (recettore alfa dell'ormone tiroideo), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi di trascrizione del recettore nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	THRA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AR7; EAR7; ERBA; CHNG6; ERBA1; NR1A1; THRA1; THRA2; c-erbA; ERB-T-1; TRalpha; THRalpha; TRalpha1; TRalpha2; c-ERBA-1; THRalpha1; THRalpha2; THRA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7067
GeneID	7067
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10827
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio