

Anticorpo Policlonale Anti-Thrap3 Per Wb - Q9Y2W1

Numero articolo: CM0029955

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro THRAP3 (TRAP150), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio dello splicing del pre-mRNA, del decadimento dell'mRNA e della regolazione dell'orologio circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	THRAP3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BCLAF2, TRAP150, THRAP3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9967
ID Gene	9967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-500 di THRAP3 umano (NP_005110.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2W1
Peso proteico	109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio