

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Trombossano Sintasi Per Wb E Elisa - P24557

Numero articolo: CM0008345

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la trombossano sintasi umana (TXAS/CYP5A1) validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sulla segnalazione del trombossano e sulla funzione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-trombossano sintasi
Note/Alias	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Trombossano sintasi
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6916
GeneID	6916
Immunogeno	Peptide Sintetico / Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della trombossano sintasi umana (P24557)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P24557
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio