

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trombossano Sintasi Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24557

Numero articolo: CM0023216

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Trombossano sintasi (P24557) validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Adatto per lo studio della sintesi del trombossano A2, dell'aggregazione piastrinica e della vasocostrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Trombossano sintasi Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Trombossano sintasi
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6916
GenelD	6916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 355-534 della trombossano sintasi umana (NP_001052.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24557
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio