


Anticorpo Policlonale Anti-Timidina Chinasi 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04183

Numero articolo: CM0026729



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Timidina Chinasi 1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività verso umano, topo, ratto. La timidina chinasi 1 è un enzima regolato dal ciclo cellulare essenziale per il metabolismo dei nucleotidi e l'attivazione dei pro-farmaci. Adatto per la ricerca sul cancro e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Timidina Chinasi 1 Coniglio pAb
Note/Alias	TK2; Timidina Chinasi 1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7083
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-194 della Timidina Chinasi 1 umana (NP_003249.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04183
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio