


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti Timidina Chinasi 1 (Tk1) Per Wb E Elisa - P04183

Numero articolo: CM0002438



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Timidina Chinasi 1 (TK1) umana, validato per WB e ELISA. Utile per lo studio del metabolismo nucleotidico, il ciclo cellulare e la sintesi del DNA. Riconosce un enzima citosolico con un peso molecolare previsto di 25 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Thymidine Kinase 1 Rabbit mAb
Note/Alias	TK2; Thymidine Kinase 1
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	7083
ID genico	7083
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Timidina Chinasi 1 umana (P04183).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P04183
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio