

Anticorpo Policlonale Anti-Timidilato Sintasi (Tysy), Convalidato Ko - P04818

Numero articolo: CM0024110



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la timidilato sintasi umana (TYSY). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei nucleotidi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] TYSY Rabbit pAb
Annotazioni/Altri Nomi	TS; TMS; DKCD; HST422; SY
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7298
GeneID	7298
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-313 della TYSY umana (NP_001062.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P04818
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio