


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tireoglobulina Per If-P, Ihc-P, Elisa - P01266

Numero articolo: CM0005071



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio riconosce la Tireoglobulina umana (~305 kDa) ed è validato per immunofluorescenza (IF-P), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto, rendendolo adatto per studi sulla biosintesi degli ormoni tiroidei e per lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Tireoglobulina
Note/Alias	TGN; AITD3; Tireoglobulina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7038
GeneID	7038
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1000-1100 della Tireoglobulina umana (P01266)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01266
Peso Proteico	305kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante