

Anticorpo Monoclonale Anti-Perossidasi Tiroidea/Tpo Per If-P, Ihc-P, Elisa - P07202

Numero articolo: CM0009501

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la perossidasi tiroidea umana (TPO) per IF-P, IHC-P ed ELISA. Adatto per lo studio della sintesi degli ormoni tiroidei e per la ricerca correlata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-perossidasi tiroidea/TPO
Note/alias	MSA; TPX; TDH2A
Specie	Umana
GeneID (umana)	7173
GeneID	7173
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P07202
Peso della proteina	103 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante