

Anticorpo Monoclonale Anti-Ormone Stimolante La Tiroide (Tsh) Per If, Ihc-P, Elisa - P01215/P01222

Numero articolo: CM0005430



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting alle subunità alfa e beta dell'ormone stimolante la tiroide (TSH) umano. Adatto per applicazioni IF, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione ormonale e sulla funzione ipofisaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ormone Stimolante la Tiroide Coniglio mAb
Note/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSHB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 27-116 della CGA umana e 21-138 della TSHB umana (NP_000726.1/NP_000540.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01215/P01222
Peso Proteico	13kDa/16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio