

Anticorpo Policlonale Anti-Ormone Tireostimolante (Tsh) Per Ihc-P, Elisa - P01215 / P01222

Numero articolo: CM0020564



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Ormone Tireostimolante (TSH) umano, riconosce sia la subunità alfa che quella beta. Validato per IHC-P ed ELISA, con cross-reattività verso il topo. Ideale per la ricerca endocrina e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ormone Tireostimolante (TSH) Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSH-B; TSH-BETA; Ormone Tireostimolante (TSH)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 25-116&21-138 dell'Ormone Tireostimolante (TSH) umano (NP_000726.1/NP_000540.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Topo
SWISS	P01215/P01222
Peso Proteico	13KDa/15KDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio