


Anticorpo Policlonale Anti-Tia1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31483

Numero articolo: CM0014057



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato contro TIA1 umano (P31483). Adatto per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Rileva TIA1 umano e murino. Utile per la ricerca sullo splicing alternativo, sui granuli di stress e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIA1 Rabbit pAb
Note/Alias	WDM; ALS26; TIA-1; TIA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7072
GeneID	7072
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 287-386 di TIA1 umano (NP_071505.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P31483
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio