


Anticorpo Policlonale Anti-Tial1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q01085

Numero articolo: CM0025971



introduzione

TIAL1 Rabbit pAb rileva la nucleolisina TIAR in uomo, topo e ratto. Convalidato per western blot, immunistoichimica e ELISA. Adatto per la ricerca sull'splicing alternativo e sui granuli di stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TIAL1 Rabbit pAb
Note/Alias	TCBP; TIAR; TIAL1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	7073
ID Gene	7073
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 266-375 del TIAL1 umano (NP_003243.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01085
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio