


## Anticorpo Monoclonale Anti-Tifa Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q793I8

Numero articolo: CM0011976



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-TIFA validato KO per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la TIFA murina, una proteina adattatrice di 21 kDa nella segnalazione immunitaria innata NF- $\kappa$ B. Ideale per la ricerca su infezione e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | [Validato KO] TIFA Rabbit mAb                                                                                                                |
| Note/Alias            | T2bp                                                                                                                                         |
| Specie                | Mouse                                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)        | 92610                                                                                                                                        |
| GeneID (Mouse)        | 211550                                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-184 della TIFA murina (NP_001343359.1). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Mouse                                                                                                                                        |
| SWISS                 | Q793I8                                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 21 kDa                                                                                                                                       |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                           |