

Anticorpo Monoclonale Anti-Tifab Coniugato Kd Convalidato Per Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q6Znk6

Numero articolo: CM0005554

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD che mira all'umano TIFAB, adatto per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per studiare la segnalazione di TRAF6 e la regolazione della via NF-kappaB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] mAb TIFAB Coniglio
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	497189
ID Gene	497189
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 62-161 dell'umano TIFAB (NP_001092691.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6ZNK6
Peso Proteico	18KDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio