


Anticorpo Policlonale Anti-Tify10A Per Wb, Elisa - Q9Lma8

Numero articolo: CM0019429



introduzione

TIFY10A Rabbit pAb (anti-JAZ1) è un anticorpo policlonale per Western blotting ed ELISA in *Arabidopsis thaliana*. Bersaglia il repressore della segnalazione del jasmonato; localizzato nel nucleo. Ideale per la ricerca sulla difesa delle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIFY10A Rabbit pAb
Note/Alias	AtJAZ1; proteina dominio jasmonate-zim 1; T29M8.5; T29M8_5; TIFY10A
Specie	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	838501
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 154-253 di <i>Arabidopsis thaliana</i> TIFY10A (NP_564075.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9LMA8
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio