


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tigit Per Wb, Elisa - Q495A1

Numero articolo: CM0025123



introduzione

Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo policlonale coniglio anti-TIGIT riconosce il TIGIT umano e mostra reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari e gli studi sull'immunoregolazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIGIT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	201633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli a.a. 22-141 del TIGIT umano (NP_776160.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q495A1
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio