


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tigit Per Wb, Elisa - Q495A1

Numero articolo: CM0022571



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro il TIGIT umano (VSIG9, VSTM3), validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce anche con il TIGIT murino. Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIGIT Rabbit pAb
Note/alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM; TIGIT
Specie	Uomo
GeneID	201633 (uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 167-244 del TIGIT umano (NP_776160.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q495A1
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante