


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tim-1/Kim-1/Havcr - Q5Qns5

Numero articolo: CM0023656



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al TIM-1/KIM-1/HAVCR murino, adatto per WB ed ELISA. Mostra reattività crociata umana. Rileva una proteina di 33 kDa, ideale per la ricerca sul danno renale, sul traffico delle cellule T e sull'efferocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIM-1/KIM-1/HAVCR pAb coniglio
Note/Altri nomi	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Specie	Mouse
Gene ID	171283
Immunogeno	Pro proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-237 del TIM-1/KIM-1/HAVCR murino (NP_599009.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q5QNS5
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio