

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tim-3/Havcr2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0009934



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il TIM-3/HAVCR2 umano. Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sui checkpoint immunitari e sulle cellule T. 33 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-TIM-3/HAVCR2
Osservazioni/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84868
GeneID	84868
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio