

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tim-3/Havcr2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0020107



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TIM-3/HAVCR2 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari e sugli studi di esaurimento delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIM-3/HAVCR2 Rabbit pAb
Note/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84868A
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-202 del TIM-3/HAVCR2 umano (NP_116171.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8TDQ0
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio