

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tim23 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O14925

Numero articolo: CM0008874

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio validato contro TIM23 (TIMM23) per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Uso nella ricerca sull'importazione mitocondriale e mitofagia. 22kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIM23 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TIM23
Specie	Umano
GenelD (Umano)	100287932
GenelD	100287932
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 7-72 di TIMM23 umano (NP_006318.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14925
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio